

Pontos de Atenção POLTRONAS

Para os Técnicos da Manutenção:

Poltronas VIP:

- 1) Lubrificar todo o mecanismo interno da poltrona (incluindo o apoio de descanso dos pés) a cada **6 meses.**
- 2) Verificar com frequência se o botão de acionamento do Corredor está em funcionamento.
- 3) Reapertar os parafusos que sustentam a mesa de servir a cada **2 meses.**

Poltronas Tradicionais:

- 1) Reapertar os mecanismos da poltrona a cada **6 meses.**